

**Produkt****Ring-Pessar (dick)****Thema/  
Produktbeschreibung**

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch Geburten sehr schwere Kinder oder Mehrlingsgeburten. Die Gebärmutter und die anderen Organe des kleinen Beckens werden nicht mehr in der richtigen Position gehalten.



Die Senkung der Gebärmutter geht zusätzlich häufig mit einer Harninkontinenz einher. Mit konservativen (nicht operativen) Behandlungsmethoden können bei leichtgradiger Senkung bzw. bei einer geringen Inkontinenz gute Behandlungserfolge erzielt werden. Seit Jahrzehnten haben sich Ring Pessare in der Behandlung des Deszensus uteri oder des Prolaps vaginae sowie der damit verbundenen Harninkontinenz bewährt.

Durch den größeren Querschnitt des Ringteils vergrößert sich die Auflagefläche und die Gefahr von Drucknekrosen wird verringert. Ring Pessare sind in verschiedenen Standardgrößen verfügbar, sodass für jede Patientin ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährt wird.

Das medesign Ring-Pessar-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 und 80 mm.

**Hinweis**

siehe Gebrauchsanweisung

**Zutaten/Inhaltsstoffe**

Material: medizinisch Silikon

**Klassifizierung**

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

**Inhalt**

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

**Produktdaten**

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Ring-Pessar (dick)	50 mm	MED1000817	4250201201300
Ring-Pessar (dick)	55 mm	MED1000818	4250201201317
Ring-Pessar (dick)	60 mm	MED1000819	4250201201324
Ring-Pessar (dick)	65 mm	MED1000820	4250201201331
Ring-Pessar (dick)	70 mm	MED1000821	4250201201348
Ring-Pessar (dick)	75 mm	MED1000822	4250201201355
Ring-Pessar (dick)	80 mm	MED1000823	4250201201362
Ring-Pessar (dick)	85 mm	MED1000824	4250201201379
Ring-Pessar (dick)	90 mm	MED1000825	4250201201386
Ring-Pessar (dick)	95 mm	MED1000826	4250201201393
Ring-Pessar (dick)	100 mm	MED1000827	4250201201409
Anpassset (MP Kl.I)	65, 70, 75 und 80 mm	MED1001834	4250201209313

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\ringpessar\_dick.doc

Stand 20.11.2013  
Freigegeben am: