

# Ring Pessar (dick)

## Thema

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch eine schnelle Geburtenfolge, sehr schwere Kinder oder Mehrlinge. Die Gebärmutter und die anderen Organe des kleinen Beckens werden nicht mehr in der richtigen Position gehalten. Die Senkung der Gebärmutter geht zusätzlich häufig mit einer Harninkontinenz einher.



## Beschreibung

Mit konservativen (nicht operativen) Behandlungsmethoden können bei leichtgradiger Senkung bzw. bei einer geringen Inkontinenz gute Behandlungserfolge erzielt werden. Seit Jahrzehnten haben sich Ring Pessare in der Behandlung des Deszensus uteri oder des Prolaps vaginae sowie der damit verbundenen Harninkontinenz bewährt.

Durch den größeren Umfang des Ringteils vergrößert sich die Auflagefläche und die Gefahr von Drucknekrosen wird verringert.

Ring Pessare sind in verschiedenen Dickegraden aus Silikon in vielen individuellen Standardgrößen verfügbar, sodass für jede Patientin ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährt wird.

## Material

Medizinisches Silikon

## Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

## Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Ring dick Pessar	50 mm	1 Stk	MED1000817	7278307	4250201201300
Ring dick Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000818	7278313	4250201201317
Ring dick Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000819	7278336	4250201201324
Ring dick Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000820	7278342	4250201201331
Ring dick Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000821	7278359	4250201201348
Ring dick Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000822	7278394	4250201201355
Ring dick Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000823	7278419	4250201201362
Ring dick Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000824	7278425	4250201201379
Ring dick Pessar	90 mm	1 Stk	MED1000825	7278514	4250201201386
Ring dick Pessar	95 mm	1 Stk	MED1000826	7278520	4250201201393
Ring dick Pessar	100 mm	1 Stk	MED1000827	7278543	4250201201409