


Ring Pessar (dünn)

Thema

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmutterensenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch eine schnelle Geburtenfolge, sehr schwere Kinder oder Mehrlinge. Die Gebärmutter und die anderen Organe des kleinen Beckens werden nicht mehr in der richtigen Position gehalten. Die Senkung der Gebärmutter geht zusätzlich häufig mit einer Harninkontinenz einher.



Beschreibung

Mit konservativen (nicht operativen) Behandlungsmethoden können bei leichtgradiger Senkung bzw. bei einer geringen Inkontinenz gute Behandlungserfolge erzielt werden. Seit Jahrzehnten haben sich Ring Pessare in der Behandlung des Deszensus uteri oder des Prolaps vaginae sowie der damit verbundenen Harninkontinenz bewährt.

Ring Pessare sind in verschiedenen Dickegraden aus Silikon in vielen individuellen Standardgrößen verfügbar, sodass für jede Patientin ein höchstmöglicher Tragekomfort gewährt wird.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Ring Pessar	45 mm	1 Stk	MED1001442	7287217	4250201201942
Ring Pessar	50 mm	1 Stk	MED1000100	7438975	4250201201959
Ring Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000101	7438981	4250201201966
Ring Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000102	7438998	4250201201973
Ring Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000103	7439006	4250201201980
Ring Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000104	7439012	4250201201997
Ring Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000105	7439029	4250201202000
Ring Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000106	7439035	4250201202017
Ring Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000107	7439041	4250201202024
Ring Pessar	90 mm	1 Stk	MED1000108	7439058	4250201202031
Ring Pessar	95 mm	1 Stk	MED1000109	7439064	4250201202048
Ring Pessar	100 mm	1 Stk	MED1000434	7439070	4250201202055
Ring Pessar Anpass Set	65, 70, 75, 80	1 Stk	MED1000489	1337635	4250201202581