

## Produkt

### Thema/ Produktbeschreibung

## Siebschalen-Pessar EF

Unter einer Gebärmutter- und Scheidensenkung versteht man die Lageveränderung dieser Organe. Dies kann in den Wechseljahren und früher auftreten, da die Beckenbodenmuskulatur und Bänder, welche die Gebärmutter und Scheide im Bauchraum verankern, schwächer werden. Übersteigt die Senkung aber ein bestimmtes Maß, kann es zu Beschwerden wie Druck- und Senkungsgefühl, Kreuzschmerzen oder Problemen beim Wasserlassen (anfangs unwillkürlich-er Harnabgang) bzw. beim Stuhlgang kommen.



Weitere Risikofaktoren für eine Gebärmutter- bzw. Scheidensenkung sind Bindegewebs- und Muskelschwäche oder auch vorangegangene komplizierte Geburten sowie Übergewicht.

Das **medesign Siebschalen-Pessar EF** stützt bei leichter Scheiden- und Gebärmutter-senkung und ist einfach in der Handhabung. Durch das geschmeidige Silikon ist es leicht faltbar und damit einfach einzuführen und wieder zu entfernen. Wie beim Ring-Pessar lässt sich das Siebschalen-Pessar bequem in die gewünschte Position bringen.

Das Siebschalen-Pessar EF ist stärker gewölbt und daher steifer als das normale Siebschalen-Pessar. Durch das weiche Silikon ist er leicht einzuführen.

Das medesign Siebschalen-Pessar-EF-Anpassset ermöglicht eine Anpassung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 u. 80 mm.

### Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

### Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

### Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

### Inhalt

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

### Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Siebschalen-Pessar EF	50 mm	MED1001536	4250201202895
Siebschalen-Pessar EF	55 mm	MED1001537	4250201202901
Siebschalen-Pessar EF	60 mm	MED1001538	4250201202918
Siebschalen-Pessar EF	65 mm	MED1001539	4250201202925
Siebschalen-Pessar EF	70 mm	MED1001540	4250201202932
Siebschalen-Pessar EF	75 mm	MED1001541	4250201202949
Siebschalen-Pessar EF	80 mm	MED1001542	4250201202956
Siebschalen-Pessar EF	85 mm	MED1001543	4250201202963
Siebschalen-Pessar EF	90 mm	MED1001544	4250201202970
Siebschalen-Pessar EF	95 mm	MED1001545	4250201202987
Siebschalen-Pessar EF	100 mm	MED1001546	4250201202994
Anpassset (MP Kl. I)	65, 70, 75 und 80 mm	MED1001835	4250201209320

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\siebschalenpessar\_extrafest.doc

Stand 25.11.2013  
Freigegeben am: