

Siebschalen Pessar

Thema

Unter einer Gebärmutter- und Scheidensenkung versteht man die Lageveränderung dieser Organe. Dies kann in den Wechseljahren auftreten, da die Beckenbodenmuskulatur und Bänder, welche die Gebärmutter und Scheide im Bauchraum verankern, schwächer werden. Übersteigt die Senkung aber ein bestimmtes Maß, kann es zu Beschwerden wie Druck- und Senkungsgefühl, Kreuzschmerzen oder Problemen beim Wasserlassen (anfangs unwillkürlicher Harnabgang) bzw. beim Stuhlgang kommen.



Weitere Risikofaktoren für eine Gebärmutter- bzw. Scheidensenkung sind Bindegewebs- und Muskelschwäche oder auch vorangegangene komplizierte Geburten sowie Übergewicht.

Beschreibung

Das medesign Sieb Schalen Pessar unterstützt bei leichter Scheiden- und Gebärmutterensenkung und ist einfach in der Handhabung. Durch das geschmeidige Silikon ist es leicht faltbar und damit einfach einzuführen und wieder zu entfernen. Wie beim Ringpessar lässt sich das Sieb Schalen Pessar bequem in die gewünschte Position bringen.

Das Sieb Schalen Pessar kann auch umgedreht eingesetzt werden.

Das medesign Siebschalen Anpassset ermöglicht eine Abstimmung der Pessargröße in der Arztpraxis und enthält die Größen 65, 70, 75 und 80 mm.

Material

Medizinisches Silikon

Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Siebschalen Pessar	50 mm	1 Stk	MED1001533	7326779	4250201202864
Siebschalen Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000110	7279620	4250201201416
Siebschalen Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000111	7279465	4250201201423
Siebschalen Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000112	7279459	4250201201430
Siebschalen Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000113	7279442	4250201201447
Siebschalen Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000114	7279436	4250201201454
Siebschalen Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000115	7279413	4250201201461
Siebschalen Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000116	7279399	4250201201478
Siebschalen Pessar	90 mm	1 Stk	MED1000117	7279376	4250201201485
Siebschalen Pessar	95 mm	1 Stk	MED1001534	7326785	4250201202871
Siebschalen Pessar	100 mm	1 Stk	MED1001535	7326791	4250201202888