

# Siebschalen Pessar EF

## Thema

Unter einer Gebärmutter- und Scheidensenkung versteht man die Lageveränderung dieser Organe. Dies kann in den Wechseljahren auftreten, da die Beckenbodenmuskulatur und Bänder, welche die Gebärmutter und Scheide im Bauchraum verankern, schwächer werden. Übersteigt die Senkung aber ein bestimmtes Maß, kann es zu Beschwerden wie Druck- und Senkungsgefühl, Kreuzschmerzen oder Problemen beim Wasserlassen (anfangs unwillkürlicher Harnabgang) bzw. beim Stuhlgang kommen.



Weitere Risikofaktoren für eine Gebärmutter- bzw. Scheidensenkung sind Bindegewebs- und Muskelschwäche oder auch vorangegangene komplizierte Geburten sowie Übergewicht.

## Beschreibung

Das medesign Sieb Schalen Pessar unterstützt bei leichter Scheiden- und Gebärmutterensenkung und ist einfach in der Handhabung. Durch das geschmeidige Silikon ist es leicht faltbar und damit einfach einzuführen und wieder zu entfernen. Wie beim Ringpessar lässt sich das Sieb Schalen Pessar bequem in die gewünschte Position bringen.

Das Sieb Schalen Pessar ist stärker gewölbt und daher steifer als der normale Siebschalenpessar. Durch das weiche Silikon ist er leicht einzuführen.

## Material

Medizinisches Silikon

## Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

## Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Siebschalen Pessar EF	50 mm	1 Stk	MED1001536	7279620	4250201202895
Siebschalen Pessar EF	55 mm	1 Stk	MED1001537	7279465	4250201202901
Siebschalen Pessar EF	60 mm	1 Stk	MED1001538	7279459	4250201202918
Siebschalen Pessar EF	65 mm	1 Stk	MED1001539	7279442	4250201202925
Siebschalen Pessar EF	70 mm	1 Stk	MED1001540	7279436	4250201202932
Siebschalen Pessar EF	75 mm	1 Stk	MED1001541	7279413	4250201202949
Siebschalen Pessar EF	80 mm	1 Stk	MED1001542	7279399	4250201202956
Siebschalen Pessar EF	85 mm	1 Stk	MED1001543	7279376	4250201202963
Siebschalen Pessar EF	90 mm	1 Stk	MED1001544	7324183	4250201202970
Siebschalen Pessar EF	95 mm	1 Stk	MED1001545	7324214	4250201202987
Siebschalen Pessar EF	100 mm	1 Stk	MED1001546	7324220	4250201202994