

## Produkt

# T-Pessar Soft Typ C

### Thema/ Produktbeschreibung

Beckenbodendefekte der Frau sind oft eine Kombination aus Cystozele, Enterozele und Rektozele. Eine Cystozele tritt auf, wenn die sehr dünne Wand zwischen Blase und Scheide zu schwach geworden ist, und die Blase teilweise in die Scheide sinkt. Dadurch ist eine komplette Entleerung der Blase nicht mehr möglich, und in den meisten Fällen liegt auch eine Stressinkontinenz vor.



Das **T-Pessar Soft Typ C** wurde speziell zur Behandlung von Cystozelen und Rektozelen entwickelt. Die zylindrische Form repositioniert die Blase in die anatomisch richtige Lage.

### Anwendung/ Zubereitung

Das T-Pessar kann von der Frau leicht eingeführt und mit Hilfe des Rückholfadens entfernt werden. Durch die verschiedenen Größen ist eine individuelle Anpassung möglich. Die speziell gestaltete Oberfläche und der weiche Silikonschaum vermeiden Druckstellen im Schleimhautbereich.

Speziell bei körperlicher Belastung, wie z.B. schwerer Arbeit, Sport u.s.w. hält der T-Pessar Soft Blase und Darm in der anatomisch richtigen Lage.

### Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

### Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch geprüfter Silikonschaum

### Klassifizierung

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse I

### Inhalt

- 1 Pessare (Silikonschaum) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

### Produktdaten

Artikelbezeichnung	Größe: Maße: ø x Länge	Artikelnummer	PZN	EAN Code
T-Pessar Soft Typ C	Ø 20 x L 60 mm	MED1001900	10250778	4250201211163
T-Pessar Soft Typ C	Ø 25 x L 60 mm	MED1001901	10251097	4250201211170
T-Pessar Soft Typ C	Ø 30 x L 70 mm	MED1001993	11108338	4250201212115
T-Pessar Soft Typ C	Ø 34 x L 70 mm	MED1001898	10251298	4250201211194
T-Pessar Soft Typ C	Ø 38 x L 70 mm	MED1001974	11108410	4250201212061
T-Pessar Soft Typ C	Ø 45 x L 80 mm	MED1001902	10251192	4250201211187
T-Pessar Soft Typ C Start-Set	Ø30xL70 mm Ø34xL70 mm Ø38xL70 mm	MED1001905	10250666	4250201211224

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\TPESSAR\_soft\_TYP\_C.DOC

Stand 11.02.15  
Freigegeben am: LE 11.02.15