

**Produkt****T-Pessar Typ R****Thema/  
Produktbeschreibung**

Beckenbodendefekte der Frau sind oft eine Kombination aus Cystozele, Enterozele und Rektozele. Eine Cystozele tritt auf, wenn die sehr dünne Wand zwischen Blase und Scheide zu schwach geworden ist, und die Blase teilweise in die Scheide sinkt. Dadurch ist eine komplette Entleerung der Blase nicht mehr möglich, und in den meisten Fällen liegt auch eine Stressinkontinenz vor.



Das **T-Pessar Typ R** wurde speziell zur Behandlung von Cystozelen und Rektozelen entwickelt. Die zylindrische Form mit der wellenförmigen Oberfläche repositioniert die Blase in die anatomisch richtige Lage.

**Anwendung/  
Zubereitung**

Das T-Pessar kann von der Frau leicht eingeführt und mit Hilfe des Rückholfadens entfernt werden. Durch die verschiedenen Größen ist eine individuelle Anpassung möglich. Die speziell gestaltete Oberfläche vermeidet weitestgehend Druckstellen im Schleimhautbereich.

Speziell bei körperlicher Belastung, wie z.B. schwerer Arbeit, Sport u.s.w. hält der T-Pessar Blase und Darm in der anatomisch richtigen Lage.

**Hinweis**

siehe Gebrauchsanweisung

**Zutaten/Inhaltsstoffe**

Material: medizinisch Silikon

**Klassifizierung**

Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

**Inhalt**

- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

**Produktdaten**

Artikelbezeichnung	Größe: Maße: ø x Länge	Artikelnummer	EAN Code
T-Pessar Typ R	ø 20 x L 50 mm	MED1001651	4250201207371
T-Pessar Typ R	ø 25 x L 55 mm	MED1001641	4250201207296
T-Pessar Typ R	ø 32 x L 50 mm	MED1001810	4250201208903
T-Pessar Typ R	ø 32 x L 62 mm	MED1001811	4250201208910
T-Pessar Typ R	ø 32 x L 72 mm	MED1001812	4250201208927
T-Pessar Typ R	ø 32 x L 79 mm	MED1001652	4250201207388
T-Pessar Typ R	ø 36 x L 50 mm	MED1001813	4250201208934
T-Pessar Typ R	ø 36 x L 62 mm	MED1001814	4250201208941
T-Pessar Typ R	ø 36 x L 73 mm	MED1001815	4250201208958
T-Pessar Typ R	ø 36 x L 80 mm	MED1001724	4250201207975
T-Pessar Typ R	ø 42 x L 55 mm	MED1001816	4250201208965
T-Pessar Typ R	ø 42 x L 68 mm	MED1001817	4250201208972
T-Pessar Typ R	ø 42 x L 76 mm	MED1001808	4250201208880
T-Pessar Typ R	ø 46 x L 60 mm	MED1001818	4250201208989
T-Pessar Typ R	ø 46 x L 73 mm	MED1001819	4250201208996
T-Pessar Typ R	ø 46 x L 82 mm	MED1001809	4250201208897
T-Pessar Typ R Anpassset (MP Kl. I)	ø25x55, ø32x79, ø36x80 und ø 42 x 68	MED1001732	4250201208064

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\tpessar\_typ\_r.doc

Stand 19.11.2013  
Freigegeben am: