

# Urethra Schalen Pessar

## Thema

Sind der Halteapparat der Gebärmutter (Uterus) und die Beckenbodenmuskulatur zu schwach, um die Gebärmutter in ihrer Position zu halten, kommt es zu einer Gebärmuttersenkung. Ursache für die Senkung ist eine Schwäche des Beckenbodens z. B. durch eine schnelle Geburtenfolge, sehr schwere Kinder oder Mehrlinge. Blasen- und Stuhlentleerungsstörungen, wie beispielsweise willkürlicher Harnverlust, sind oftmals unangenehme Begleiterscheinungen.



## Beschreibung

Das medesign Urethra Schalen Pessar ist eine Kopplung des Cerclagepessars mit einer entsprechend geformten Kalotte, die genau unter der Urethra platziert wird. Die Verdickung am oberen Rand stützt die beim Pressen und Husten tiefer tretende Harnröhre und verbessert ihre Verschlussfunktion. Sein robuster Körper ist dem 'sensiblen' Urethrapessar bei stärkerem Descensus überlegen. Dennoch ist der Patientin zu empfehlen, das Urethra Schalen Pessar abends zu entfernen. Wegen der größeren Auflagefläche ist die Druckbelastung des Gewebes wesentlich geringer.

## Material

Medizinisches Silikon

## Klassifizierung

Medizinprodukt IIb

## Erhältliche Größen

Artikel Bezeichnung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Urethra Schalen Pessar	55 mm	1 Stk	MED1000071	7279933	4250201201638
Urethra Schalen Pessar	60 mm	1 Stk	MED1000072	7279927	4250201201645
Urethra Schalen Pessar	65 mm	1 Stk	MED1000073	7279910	4250201201652
Urethra Schalen Pessar	70 mm	1 Stk	MED1000074	7279904	4250201201669
Urethra Schalen Pessar	75 mm	1 Stk	MED1000075	7279896	4250201201676
Urethra Schalen Pessar	80 mm	1 Stk	MED1000076	7279873	4250201201683
Urethra Schalen Pessar	85 mm	1 Stk	MED1000077	7279867	4250201201690
Urethra Schalen Pessar Anpass Set	65, 70, 75, 80 mm		MED1000488	1851214	4250201201706