

Produkt

T-Pessar TYP R

Thema

Beckenbodendefekte der Frau sind oft eine Kombination aus Cystozele, Enterozele und Rektozele. Eine Cystozele tritt auf, wenn die sehr dünne Wand zwischen Blase und Scheide zu schwach geworden ist, und die Blase teilweise in die Scheide sinkt. Dadurch ist eine komplette Entleerung der Blase nicht mehr möglich, und in den meisten Fällen liegt auch eine Stressinkontinenz vor.

**Beschreibung**

Das **T-Pessar Typ R** wurde speziell zur Behandlung von Cystozelen und Rektozelen entwickelt. Die zylindrische Form mit der wellenförmigen Oberfläche repositioniert die Blase in die anatomisch richtige Lage.

Anwendung

Das T-Pessar kann von der Frau leicht eingeführt und mit Hilfe des Rückholfadens entfernt werden. Durch die verschiedenen Größen ist eine individuelle Anpassung möglich. Die speziell gestaltete Oberfläche vermeidet weitestgehend Druckstellen im Schleimhautbereich. Speziell bei körperlicher Belastung, wie z.B. schwerer Arbeit, Sport u.s.w. hält der T-Pessar Blase und Darm in der anatomisch richtigen Lage.

Material

Med. Silikon

Klassifikation

Medizinprodukt IIb

Produkt Daten

Bezeichnung	Größe	Maße	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
T-Pessar Typ R	Gr. 1	B 20 x L 50 mm	MED1001651	6495126	4250201207371
T-Pessar Typ R	Gr. 2	B 25 x L 55 mm	MED1001641	6495132	4250201207296
T-Pessar Typ R	Gr. 3	B 32 x L 79 mm	MED1001652	6941407	4250201207388
T-Pessar Typ R	Gr. 4	B 36 x L 80 mm	MED1001724	6941413	4250201207975
T-Pessar Typ R	Gr. 5	B 42 x L 70 mm	MED1001725	6941436	4250201207982
T-Pessar Typ R	Gr. 6	B 46 x L 84 mm	MED1001726	6941442	4250201207999
T-Pessar Typ R Anpaß Set	Gr. 2, 3, 4, 5		MED1001732	7515871	4250201208064

Größenangabe : Durchmesser/Länge in mm

Ergänzende Produkte

Ladysoft (separate Produktbeschreibung)

Bezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	PZN Germany	EAN-Code
Ladysoft Gleitgel	30 ml	MED1000030	7633398	4250201200013

Medizinprodukt IIa

Inhalt

- 1 Pessar mit Bedienungsanleitung
- 1 Ladysoft mit Bedienungsanleitung

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.